

Redefine el futuro del ultrasonido

CHISON
Value Beyond Imaging

SonoAir 60

Más Ligero, Más Hábil, Más Rápido



Características Generales:

Última plataforma AIR
2.1 kg (incluída batería)
26 mm ancho
14,1" Pantalla táctil responsiva
4 puertos de conexión
+180' escaneando y +36h en stand by
Touch ID para más seguridad

Aplicaciones:

Vascular, MSK, Nervios, Pulmonar, Partes Pequeñas, Medicina General, Medicina de Emergencia, PoC, Podología, Estética, Fisioterapia, etc...

Compatible con sondas:

Lineal (13Mhz), Convexa (3,0 Mhz), Micro-convexa (6,0 Mhz), Fase Array (2,5Mhz) y Endocavitaria (6,0 Mhz)

Modos:

Cardio | Modo M | Modo B IVC | Modo B Cardio Fetal | Modo B/BC Hígado | Modo PW | etc

SonoEye P1



Características Generales:

Sonda Linear de hasta 14Mhz (30mm)

Aplicaciones:

Vascular, MSK, Nervios, Pulmonar, Partes Pequeñas, Medicina General, Medicina de Emergencia, PoC, Podología, Estética, Fisioterapia, etc...

Modo Display

Modo B | Modo M | Modo Color | Modo PW | Modo CPA | Modo DPD | Modo 2B

medicalScan

Somos profesionales del ultrasonido

**Visita nuestra página web para
obtener más información**



O contacta con nosotros por e-mail:



O un mensaje a través de Redes Sociales

